



# UniCore

## Post and Drill System

## پست و دریل یونی کور

### UniCore™ DRILLS

- بسیار ایده آل برای حذف هرگونه مواد (گوتاپرکا یا فایبر پست های قبلی) از کانال.
- ایجاد فضا برای پست های متناسب سایز هر دریل.
- شیارهای با طراحی منحصر تمام مراحل حذف مواد را آسان و سریع میکند.
- قسمت بالایی و طولی دریل با پوشش الماسی طراحی شده که از برخورد با دهانه ی دندان جلوگیری می کند.
- عمر مفید دریل ها برای حذف گوتاپرکا و عوامل سخت، تا بیشتر از ۱۵ مرتبه و برای حذف فایبر پست های قبلی بیش از ۵ مرتبه استفاده میشود (تمامی دریل ها به جز دریل سایز صفر مناسب برای حذف پست های قبلی کانال مناسب هستند).
- برای سهولت در تشخیص سایز، دریل ها با نوار رنگی روی بدنه کدگذاری شده اند.

در سایز های: ↓

#### UniCore Drills

Size	mm
0	0.6 mm
1	0.8 mm
2	1.0 mm
3	1.2 mm
4	1.5 mm

UniCore Drills Size 0 (0.6mm) white



UniCore Drills Size 1 (0.8mm) yellow



UniCore Drills Size 2 (1.0mm) red



UniCore Drills Size 3 (1.2mm) Blue



UniCore Drills Size 4 (1.5mm) Green



### UniCore™ Post

- پست های یونی کور از فایبرهای شیشه ای تشکیل شده اند.
- شفاف، ترنسلوسنت و رادیوپیک هستند.
- در مواجهه با فشار به دندان، همانند عاج دندان عمل میکند و از آسیب های احتمالی به ترمیم جلوگیری میکند.
- انتهای مخروطی شکل یونی کور که توسط دریل ایجاد میشود کاملا با آناتومی دندان تطابق دارد.
- در صورت نیاز به درمان مجدد ریشه قابل برداشتن است.
- سطح متخلخل هستند که موجب گیر مکانیکی خوبی میشود.
- فایبر پست های شیشه ای به نسبت پست های معمولی رادیو ایک تر و شفاف تر هستند.

در سایز های: ↓


UniCore Post Size 0 (0.6mm) white



UniCore Post Size 1 (0.8mm) yellow



UniCore Post Size 2 (1.0mm) red



UniCore Post Size 3 (1.2mm) Blue



UniCore Post Size 4 (1.5mm) Green



#### کیت های ترکیبی پست و دریل

- **کیت فایبر پست استارتر**  
بسته بندی شامل دو دریل ( یک عدد سایز یک و یک عدد سایز دو) و ده عدد پست ( پنج عدد سایز یک و پنج عدد سایز دو)
- **کیت فایبر پست تکمیلی**  
بسته بندی شامل یک عدد دریل سایز صفر و پنج عدد پست سایز صفر
- **کیت پست و دریل تک سایز**  
بسته بندی شامل پنج عدد پست و یک عدد دریل ( هر کیت شامل یک سایز میباشد).