



PREPARE

Omni-Matrix™ Sectional

Matrices and Retainer Clamps

محتویات کیت:



- ۴ عدد کلمپ یونیورسال
- یک بسته ۴۰ عددی ماتریکس متوسط (کد ۳۰۴)
- یک بسته ۴۰ عددی ماتریکس متوسط بالدار (کد ۳۰۵)
- یک بسته ۴۰ عددی ماتریکس بزرگ (کد ۳۰۹)
- یک بسته ۴۰ عددی ماتریکس بزرگ بالدار (کد ۳۱۶)

● تمامی سایز های ماتریکس ها و کلمپ به صورت جداگانه قابل عرضه می باشند.



Omni-Matrix™ Sectional دارای ماتریکس های سکشنال های ضخیم و کاملا با آناتومی طبیعی دندان هستند. کلمپ های یونیورسال مناسب تمامی دندان ها هستند و نیاز به فورسپس اختصاصی ندارند و با هر سیستم ماتریکس و هر نوع پلاگیری قابل استفاده می باشند. به راحتی متصل می شوند و اطراف ماتریکس های را به خوبی در بر می گیرند.



golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340

GNO GOLNAR®
NIKAN DANDAN

دستورالعمل کار با Omni-Matrix™ Sectional

مرحله اول: ابتدا ماتریکس و سپس وچ را قرار دهید.

مرحله دوم: کلمپ را قرار دهید.

مرحله سوم: ترمیم را آغاز کنید.

مرحله چهارم: (اختیاری) کلمپ های چندگانه را روی دندان قرار دهید.

