



# PermaFlo™

## Flowable Composite

## کامپوزیت فلو



### Micro Restorative



- کامپوزیت فلو لایت کیور
- رادیوپاپک
- فرمولاسیون آزاد کننده فلوراید
- دارای ۶۸% فیلر وزنی
- پالیش پذیری بالا
- استحکام و مقاومت به سایش بالا
- متوسط اندازه ذرات ۰.۷ میکرومتر
- بسته بندی دوتایی ۱.۲ میل

یک کامپوزیت فلو لایت کیور با بیس متاکریلات و رادیوپاپک است. ویژگی های thixotropic آن باعث ایجاد فلوئی مناسب برای افزایش تطابق می شود. این کامپوزیت دارای ۶۸ درصد وزنی فیلر است و متوسط سایز ذرات آن ۰.۷ میکرومتر است و ضخامت حداقلی کمی ایجاد می کند.

### PermaFlo Syringe Kits

Shade	Shade
A1	A4
A2	B1
A3	Translucent
A3.5	Dentin Opaquer

2 x 1.2 ml syringes - 4 x Micro 20 ga tips





# Impressive Flowability, High Strength

## Pediatric Restorations



## موارد مصرف: ◀

- در دندان های قدامی و خلفی و ترمیم های کلاس I و II و III و IV و V استفاده می شود.
- پوشش عالی پرمافلو اوپکر برای پوشاندن فلز بیرون زده روکش های PFM
- به عنوان لایه اولیه برای تطابق رنگ دندان هایی با پوشیدگی عمیق
- برای ترمیم های کوچک
- مناسب برای ترمیم دندان های کودکان

## Masker



## Metal Masking

